

## Der LIPPBRATOR-Standard 3/10



**besteht aus:** 1x LIPPBRATOR Mundstück  
1x Vibrationsmotor mit 3 Vibrationsstufen  
1 x Vibrationsmotor mit 10 Vibrationsstufen  
12 x Knopfzell-Batterien



Die Motoren beim Standard 3/10 werden mit jeweils 3 Knopfzell-Batterien betrieben. Die Laufdauer der Batterien betragen ca. 60-70 Minuten. Nähere Informationen zur Handhabung der Motoren entnehmen Sie bitte dem Motor beigefügtem Infoblatt.

 LIPPBRATOR®

## Logopädisches Therapiegerät

**Geeignet zum Einsatz innerhalb der Behandlung von:**

1. myofunktioneller Störung
2. Cerebralparese
3. Dysphagie in der oralen Phase
4. Ataxie
5. Fazialisparese
6. Dysarthrophonie
7. Hypersalivation
8. Stimmtherapie
9. Schlucktherapie
10. Erhöhungen des Lippendrucks



Das LIPPBRATOR-Therapiegerät besteht aus hochwertigem medizinischem Silikon und ist gemäß dem Bundesarzneibuch (BAB) für die Verwendung im Medizinbereich geeignet. Das Silikon ist hautfreundlich, antiallergen, pflegeleicht und geruchs- sowie geschmacksneutral.



 LIPPBRATOR®

**Made in Germany**

**Firma Klaus Richter**

Bei Fragen stehen wir Ihnen  
unter der Telefon-Nr. 06184/956 37 37,  
oder E-Mail: [info@lippbrator.de](mailto:info@lippbrator.de)  
gerne zur Verfügung.  
[www.lippbrator.de](http://www.lippbrator.de)

LIPPBRATOR®



Das Therapiegerät  
in der Logopädie

## LIPPBRATOR-Therapiegerät

Das LIPPBRATOR-Therapiegerät kann intraoral, sowie extraoral eingesetzt werden.

Bei dem intraoralen Einsatz wirkt das LIPPBRATOR-Therapiegerät auf biologische Weise und liegt passiv im Vestibulum (Mundvorhof).

Durch die Vibration wird die orofaziale Muskulatur aktiviert, was sich insbesondere zur Behandlungsunterstützung bei orofazialen Dysfunktionen unterschiedlichster Genese eignet.

Durch die Vibration werden auch tief liegende Muskelstrukturen stimuliert, was häufig durch eine abschließliche Durchführung von myofunktionellen Übungen nicht zu erreichen ist. Durch die Kombination aus individuell abgestimmten myofunktionellen Übungen und Vibration durch den Lippbrator kann ein optimales Training für den jeweiligen Patienten erreicht werden.

Beim extraoralen Einsatz zeichnet sich das LIPPBRATOR-Therapiegerät hervorragend durch die optimale Anpassungsfähigkeit aus.

Besonders bei Stimm- und Schlucktherapien findet das LIPPBRATOR-Therapiegerät großen Zuspruch.

Aber auch überall dort, wo gemäßigte Vibration die Therapie unterstützen soll, kann das LIPPBRATOR-Therapiegerät gezielt eingesetzt werden.

Das LIPPBRATOR-Therapiegerät kann sowohl in der Kinder- als auch in der Erwachsenentherapie wirkungsvoll eingesetzt werden. Durch die einfache Handhabung eignet sich das LIPPBRATOR-Therapiegerät sehr gut zum kontinuierlichen Einsatz im häuslichen Umfeld.

**Trageanweisung:**  
Wenn vom Behandler nicht anders verordnet:  
1-2 x täglich 1 Minute

Das LIPPBRATOR-Therapiegerät wird als Zusatztherapie empfohlen, ersetzt aber nicht die logopädische Behandlung.

### 1. Handhabung:

Der LIPPBRATOR wird in 2 Varianten ausgeliefert.

Variante 1: LIPPBRATOR-Standard 3/10 – Motoren werden mit Knopfzell-Batterien betrieben.

Variante 2: LIPPBRATOR-Therapie-Royal II wird mit Akku betrieben. Die therapeutische Anwendung des LIPPBRATOR sollte zusammen mit dem Behandler festgelegt werden. Wichtig sind hierbei die tägliche Behandlungsdauer, sowie die jeweilige Vibrationsstufe. Nähere Informationen zur Handhabung sind den Motoren beigelegt.

### 2. Reinigung und Pflege:

Verwenden Sie zur Reinigung nur milde Seifenlösung. Sie können auch ganz einfach mit einer weichen Zahnbürste und etwas Zahnpasta das LIPPBRATOR-Therapiegerät reinigen. Nach der Reinigung kurz mit klarem Wasser abspülen, hierbei können Sie den Motor im Gerät belassen, sollten aber das LIPPBRATOR-Therapiegerät am Motorkopf festhalten. Der Motor ist spritzwassergeschützt. Den Korpus ohne Motor, können Sie auch zum Reinigen kurz in kochendes Wasser legen.

### 3. Batteriehinweis:

Die Standard-Motoren 3/10 werden mit je 3 Stück Knopfzellen (AG13/LR 44) bestückt. Die Laufdauer der Batterien beträgt ca. 60 – 70 Minuten.

### Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):

### Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien

Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen oder in unserem Versandlager) unentgeltlich zurückgeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:



Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

## Der LIPPBRATOR-Therapie-Royal II



**besteht aus:** 1 x LIPPBRATOR-Mundstück  
1 x Vibrationsmotor mit 12 Vibrationsstufen  
1 x USB-Ladekabel



Dieser Motor hat 12 Vibrationsstufen und einen wieder aufladbaren Akku. Er kommt völlig ohne Batterien aus. Nähere Informationen zur Handhabung des Motors entnehmen Sie bitte dem Motor beigelegtem Infoblatt.